

## Anleitung Testungen mit QR-Code als Selbsttests

### SCHRITT 1:

Aufruf im Browser (Internet): selbsttest.tirol

Es sind alle Felder, die mit einem \* versehen sind, auszufüllen.

AA selbsttest.tirol

LAND TIROL COVID-19 Selbsttest

1 Anmelden

\* Feld muss ausgefüllt sein!

Vorname (und ggf. Zweitname) \*

Nachname \*

Geburtsdatum \*

Österreichische SVN

Optional. Ausländische SVN bitte nicht angeben!

Straße \*

Hausnummer, ggf. Stiege, Türnum...

Postleitzahl und Ort \*

Handynummer \*

Erforderlich für Benachrichtigung

Benachrichtigung via

E-Mail  SMS

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit meiner

angegebenen Daten samt der Durchführung des hierfür vorgesehenen Testablaufs.

Ich erkläre mich einverstanden, dass meine Daten für die gesetzlich zulässigen Zwecke

gespeichert und verarbeitet werden und bestätige die [Datenschutzinformation](#) gelesen zu haben.

Anmelden

Benachrichtigung via...  
Wie soll der Link zur weiteren Anmeldung übermittelt werden?

Nicht vergessen, die Richtigkeit der Daten sowie Datenschutzbestimmungen anzuhaken!

Auf „Anmelden“ klicken

## SCHRITT 2:

Es wurde ein Link entweder per SMS (siehe Bild) oder per Mail an die bei der Anmeldung angegebene Telefonnummer bzw. Adresse übermittelt.



Den Link anklicken.

Geburtsdatum eintragen und auf „Nächster Schritt“ klicken


Das Handy kann nun zur Seite gelegt werden.

## SCHRITT 3:

Mache den Selbsttest  
Dazu brauchst du ein Testset inkl. QR Code



QR Code auf den Test kleben.




Flüssigkeit in den Behälter füllen und beiseitelegen.





Stäbchen in beiden Nasenlöchern nacheinander ca. 2,5 cm einführen und je 5 Mal drehen.

Stäbchen in den Behälter mit der Flüssigkeit stecken und 30 Sek. umrühren. Röhrchen zusammendrücken, Stäbchen währenddessen herausziehen und mind. 5 Mal drehen. Damit die Flüssigkeit aus dem Stäbchen läuft.





Behälter schließen und auf den Test 3 Tropfen drücken



Das Testergebnis wird angezeigt (ca. 15 min. warten)



C = negativ  
C+T = positiv  
T = ungültig

Nun das Handy wieder zur Hand nehmen.  
Tippe auf das zutreffende Testergebnis.



#### SCHRITT 4:

Nun wird das Testergebnis fotografiert








Die Kamera so hinhalten, dass der QR Code erfasst und grün markiert wird.


### SCHRITT 5:

Der Test muss nun entwertet werden.

Daher wird das Ergebnis mit einem Stift (idealerweise Edding) unlesbar gemacht.




Nun den entwerteten Test erneut fotografieren. Die Kamera so hinhalten, dass der QR Code erfasst und grün markiert wird.




### SCHRITT 6:

Der Link zum Abruf des Testergebnisses wurde per Mail oder SMS an die angegebene Adresse bzw. Nummer geschickt, die in Schritt 1 angegeben wurde. Den Link im Mail/SMS anklicken, nach Eingabe des Geburtsdatums öffnet sich das Ergebnis.



Das Testergebnis kann nun als PDF Datei heruntergeladen werden. Der Test ist somit abgeschlossen.



Aktion "Selbsttest Tirol"



### ERGEBNISPROTOKOLL

Dieses Schreiben protokolliert einen SARS-CoV-2-Test im Rahmen der Aktion "Selbsttest Tirol"

#### GETESTETE PERSON:

Herr/Frau: ██████████  
 Geburtsdatum: ██████████  
 Test-Typ: Antigen-Test auf SARS-CoV-2  
 Datum/Uhrzeit der Probenentnahme: ██████████

Zum Zeitpunkt der Probenentnahme lautet das Testergebnis:

**NEGATIV**



Dieser Nachweis ist ausschließlich durch die darin angeführte Person für die in den jeweiligen Verordnungen festgelegten Zwecke zu verwenden. Eine missbräuchliche Verwendung oder Verfälschung des Nachweises kann strafrechtliche Konsequenzen zur Folge haben.

## Wie lange gilt welcher Zutrittsnachweis?

<b>Selbsttest mit digitaler Lösung:</b>	<b>24</b>	24 Stunden
<b>Antigentest:</b>	<b>48</b>	48 Stunden
<b>PCR-Test:</b>	<b>72</b>	72 Stunden
<b>Genesene Personen:</b>	<b>6M</b>	bis 6 Monate nach der Krankheit
<b>Geimpfte Personen:</b>	<b>9M</b>	ab 22 Tage nach der Erstimpfung für 9 Monate